



#### Características

- Perfit Ace es un collarín ajustable de un solo uso
- Único dispositivo de inmovilización de la columna cervical rígido, de una pieza, ajustable para adultos con 16 graduaciones de ajuste distintas y 12 para niños
- Colores: Perfit Ace (blanco/gris claro); Mini Perfit Ace (amarillo/gris claro)

## Ambu® Collarines de Inmovilización Perfit™ ACE y Mini Perfit™ ACE

#### AMBU PERFIT ACE

El collarín **Ambu Perfit ACE** es, tal como indica su nombre, un collarín ajustable. El Perfit ACE desechable es el único dispositivo de inmovilización de la columna cervical rígido, de una pieza, ajustable y para adultos, con 16 graduaciones de ajuste distintas.

Se ajusta dentro de las 4 graduaciones para adultos estándar que van de Sin cuello a Alto.

#### AMBU MINI PERFIT ACE DESECHABLE

El **Mini Perfit ACE** es el único dispositivo de inmovilización de columna cervical rígido de una sola pieza ajustable a adultos pequeños/ pediátricos/neonatos, con 12 graduaciones precisas.



**DATOS TÉCNICOS**

**AMBU PERFIT ACE**

Material de la estructura	polietileno
Tamaños ajustables	3 (sin cuello), 4 (bajo), 5 (regular) y 6 (alto)
Número de ajustes	16
Color	blanco/gris claro

**AMBU MINI PERFIT ACE**

Material de la estructura	polietileno
Tamaños ajustables	1 (neonato), 2 (pediátrico) y 3 (adulto pequeño)
Número de ajustes	12
Color	amarillo/gris claro

**ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO - PERFIT Y MINI PERFIT ACE**

**REF**

Ambu <b>Perfit ACE</b>	002 810 001
Ambu <b>Mini Perfit ACE</b>	000 281 107

**Subsidiaria**

**FIRMA AMBU S.L.**

Alcalá 261-265, Edf. 1 - 3º Izq.  
28027 Madrid  
T: 91 411 68 30  
F: 91 564 50 82  
[www.ambu.es](http://www.ambu.es)

**Fabricante**

**Ambu A/S**

DK-2750 Ballerup  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

**INMOVILIZACIÓN**

